



Clavo Bloqueado
de Tibia



Clavo Bloqueado de Tibia



INDICACIONES

- Fracturas Diafisarias.
- Fracturas Metafisarias.
- Seudoartrosis.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico.
- Material titanio.
- Clavo Canulado.
- Clavo y tornillos de bloqueos fabricados en titanio.
- No es fundamental utilizar Intensificador de Imagen por nuestra ALTA PRECISIÓN y exactitud de la guía de bloqueo distal.

CLAVO

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	D/I
AFCET8X26	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	8X26 MM	D/I
AFCET8X28	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	8X28MM	D/I
AFCET8X30	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	8X30MM	D/I
AFCET8X32	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	8X32MM	D/I
AFCET9X26	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	9X26MM	D/I
AFCET9X28	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	9X28MM	D/I
AFCET9X30	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	9X30MM	D/I
AFCET9X32	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	9X32MM	D/I
AFCET9X34	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	9X34MM	D/I
AFCET10X28	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	10X28MM	D/I
AFCET10X30	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	10X30MM	D/I
AFCET10X32	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	10X32MM	D/I
AFCET10X34	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA TI	10X34MM	D/I

TORNILLOS

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
AFPCB40X30	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X30MM
AFPCB40X35	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X35MM
AFPCB40X40	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X40MM
AFPCB40X45	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X45 MM
AFPCB40X50	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X50MM
AFPCB40X55	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X55 MM
AFPCB40X60	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X60MM
AFPCB40X65	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X65 MM
AFPCB40X70	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X70 MM
AFPCB40X75	TITANIO	PERNO BLOQUEO TIT PARA CLAVO	4.0X75MM

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN
AFTT	TITANIO	TAPÓN TIBIAL



www.acofor.co

Oficina:
Cra. 106 No. 15A - 25
Mz 24 Int. 141 Of. 412
Edif. Business Center P.H.
Zona Franca
Bogotá D.C. - Colombia

Cel.: (57) 316 832 0277
Tel.: (57-1) 485 3005 - 485 4429