



Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación



www.acofor.com



Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación

INDICACIONES:

- Fracturas de diáfisis tibial.
- Fracturas de metáfisis.
- Fracturas intraarticulares de la cabeza tibial y el pilon tibial .


CARACTERÍSTICAS:

BLOQUEOS PROXIMALES

- Tres opciones de bloqueo proximal oblicuas
- Dos opciones de bloqueos laterales que incluyen uno dinámico (permite desplazamiento de 7mm) y dos cierres estáticos.

BLOQUEOS DISTALES

- Dos opciones de bloqueo laterales
- Dos opciones de bloqueo verticales





Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación

TORNILLOS DE BLOQUEO

- 3.9mm tornillos de bloqueo / 18 - 80 mm clavos de diámetro 8-9
- 4,9 mm tornillos de bloqueo / 26 -100mm clavos de diámetro 10-11

TAPÓN:

0 mm - 15 mm





Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
AFCET8X250	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X255MM
AFCET8X270	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X270MM
AFCET8X285	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X285MM
AFCET8X300	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X300MM
AFCET8X315	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X315MM
AFCET8X330	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X330MM
AFCET8X345	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X345MM
AFCET8X360	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X360MM
AFCET8X375	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	8X375MM
AFCET9X255	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X255MM
AFCET9X270	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X270MM
AFCET9X285	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X285MM



Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
AFCET9X300	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X300MM
AFCET9X315	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X315MM
AFCET9X330	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X330MM
AFCET9X345	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X345MM
AFCET9X360	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X360MM
AFCET9X375	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	9X375MM
AFCET10X255	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X255MM
AFCET10X270	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X270MM
AFCET10X285	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X285MM
AFCET10X300	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X300MM
AFCET10X315	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X315MM
AFCET10X330	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X330MM



Clavo Intramedular de Tibia

Precisión y Fijación

REF	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
AFCET10X345	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X345MM
AFCET10X360	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X360MM
AFCET10X375	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	10X375MM
AFCET11X255	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X255MM
AFCET11X270	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X270MM
AFCET11X285	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X285MM
AFCET11X300	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X300MM
AFCET11X315	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X315MM
AFCET11X330	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X330MM
AFCET11X345	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X345MM
AFCET11X360	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X360MM
AFCET11X375	TITANIO	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE TIBIA	11X375MM